

## DISPOSABLE EXTENDIBLE BREATHING CIRCUITS

Morton extendible breathing circuits are made of polypropylene (PP). **Extendibility** is their distinguishing feature

- **Up to three times their packed length.**

This means that Morton extendible breathing circuits are especially suitable for **overcoming space problems**; even circuits of considerable length require very **little storage room**. Another advantageous feature of the Morton extendible tubes is the "**memory**"; the circuit can be set up in the most convenient way for the operator and due to the memory of this type of plastic material, the system will **maintain the position set** for as long as required.

Thanks to this special adaptability and **intrinsic light weight**, with the Morton extendible breathing circuits, there is no risk of undesired pulling on the patient intubation system. Morton extendible breathing circuits are available in adult size (Ø 22mm.) Morton extendible breathing circuits come in clean-packed version, but can be produced sterile upon customer's request.

The Extendible breathing circuits are available in two different diameters:

Adult	: 22 mm
Pediatric	: 15 mm



## MORTON UZAYABİLEN SOLUNUM DEVRELERİ

Morton Uzayabilen Solunum Devreleri polipropilenden imal edilmektedir. En önemli özelliği uzayabiliyor olmasıdır. Ürün, kullanım aşamasında paket ölçüsünün 3 katına kadar uzayabilmektedir. Bu, depolama aşamasında önemli bir avantaj sağlar.

Çok uzun olan devreler bile çok az yer tutar. Morton Uzayabilen Solunum Devresinin diğer bir avantajı da "hafıza" sıdır; operasyon için gerekli şekli ve pozisyonu verdiğiniz devre özel içerği sayesinde çok uzun süre aynı şekilde kalır. Morton Uzayabilen Solunum Devreleri, ergonomik yapısı ve hafifliği ile hastanın istemeden veya farkında olmadan yaptığı herhabgi bir hareketten dolayı, entübasyon sisteminden kopma riskini en aza indirir.

Uzayabilen solunum devrelerinin iki farklı çapta üretilmektedir:

Yetişkin	: 22 mm
Pediyatrik	: 15 mm

Morton Uzayabilen Solunum Devrelerinin (Ø 22mm - 15 mm) modelleri mevcuttur. Morton Uzayabilen Solunum Devreleri temiz odalarda paketlenmektedir. Talebe göre steril olarak da üretilmektedir.