



JACKSON REES SYSTEMS | Autoclavable up to 134 °C 134 °C otoklava dayanıklı

MN 114 | Jackson Rees System I Jackson Rees Sistem I




Silicone Rebreathing Bag 500 ml, with open tube connection and cap, Connector 22 mm OD to 22 mm OD, 25 cm Silicone Tube T-Connector, Right Angled Swivel Connector, Connector 22 mm ID, O2 Tubing made of Silicone Length: 1.80 m
Açık hortum bağlantısı ve kapağı ile birlikte Silikon Balon (500 ml), Dış çapı 22 mm Konnektör, 25 cm Silikon anestezi hortumu, T konnektör, Elbow Konnektör (Dönebilen Başlıklı), Silikon oksijen hortumu 1.80 m.

MN 115 | Jackson Rees System II Jackson Rees Sistem II




Silicone Rebreathing Bag 500 ml, Connector 22 mm OD, Jackson Rees valve, 25 cm Silicone Tube, Right Angled Swivel Connector, Connector 22 mm ID, O2 Tubing made of Silicone Length: 1.80 m
Silikon Balon (500 ml), Dış çapı 22 mm Konnektör, Jackson Rees valf, 25 cm Silikon anestezi hortumu, Elbow Konnektör (Dönebilen Başlıklı), Silikon oksijen hortumu 1.80 m.


MN 116 | Jackson Rees System III Jackson Rees Sistem III



Silicone Rebreathing Bag 500 ml, Connector 22 mm OD, Jackson Rees valve, T connector, 25 cm Silicone Tube, Right Angled Swivel Connector, Connector 22 mm ID, O2 Tubing made of Silicone Length: 1.80 m
Silikon Balon (500 ml), Dış çapı 22 mm Konnektör, Jackson Rees valf, T konnektör, 25 cm Silikon anestezi hortumu, Elbow Konnektör (Dönebilen Başlıklı), Silikon oksijen hortumu 1.80 m.

MN 117 | **Jackson Rees System IV**
Jackson Rees Sistem IV

Silicone Rebreathing Bag 500 ml, Connector 22 mm OD, Jackson Rees valve, Right Angled Swivel Connector, Connector 22 mm OD, O2 Tubing made of Silicone Length: 1.80 m
Silikon Balon (500 ml), Dış çapı 22 mm Konnektör, Jackson Rees valf, Elbow Konnektör (Dönebilen Başlıklı), Silikon oksijen hortumu 1.80 m.

MN 118 | **Mapleson C**
Mapleson C

Silicone Rebreathing Bag 2500 ml, Connector 22 mm ID, Waters Expiratory valve, Right Angled Swivel Connector, Connector 22 mm ID, O2 Tubing made of Silicone Length: 1.80 m
Silikon Balon (2500 ml), iç çapı 22 mm Konnektör, waters Expiratory valf, Elbow Konnektör (Dönebilen Başlıklı), Silikon oksijen hortumu 1.80 m.

MN 119 | **Mapleson A**
Mapleson A

Silicone Rebreathing Bag 2500 ml, Connector 22 mm ID, Magill Expiratory valve, 60 cm Silicone Anesthesia Tube, T Connector Right Angled Swivel Connector, Connector 22 mm ID,
Silikon Balon (2500 ml), iç çapı 22 mm Konnektör, Magill Expiratory valf, 60 cm silikon anestezi Hortumu, T Konnektör, Elbow Konnektör (Dönebilen Başlıklı), Silikon oksijen hortumu 1.80 m.