


*All type of circuits (Silicone, Hytrel, Extendible, PE Corrugated, Metallocene, PVC Smoothbore) have same properties with MN 100 series.
Please select your required size from MN 100 series and inform us name of tube material.*

*Bütün devreler (Silikon, Hytrel, Uzayabilen, PE Corrugated, Metallocene, PVC Smoothbore) MN 100 serisi ile aynı özelliklere sahiptir.
Lütfen siparişlerinizde MN 100 serisindeki kod numaralarının önüne istemiş olduğunuz hortum modelinin cinsini belirtiniz.*

Anesthesia Circuit

Anestezi Devresi



Adult | Yetişkin

| | |
|-----------|---------|
| MN 100-01 | 1.00 m. |
| MN 100-02 | 1.20 m. |
| MN 100-03 | 1.50 m. |
| MN 100-04 | 1.80 m. |
| MN 100-05 | 2.10 m. |

Pediatric | Pediatrik

| | |
|-----------|---------|
| MN 101-01 | 1.00 m. |
| MN 101-02 | 1.20 m. |
| MN 101-03 | 1.50 m. |
| MN 101-04 | 1.80 m. |
| MN 101-05 | 2.10 m. |

2 pcs.tubing, Elbow connector with luer lock port, Wye connector with port

2 adet hortum, luer lock portlu
Elbow konnektör, portlu Y Konnektör

MORTON