


*All type of circuits (Silicone, Hytrel, Extendible, PE Corrugated, Metallocene, PVC Smoothbore) have same properties with MN 100 series.
Please select your required size from MN 100 series and inform us name of tube material.*

*Bütün devreler (Silikon, Hytrel, Uzayabilen, PE Corrugated, Metallocene, PVC Smoothbore) MN 100 serisi ile aynı özelliklere sahiptir.
Lütfen siparişlerinizde MN 100 serisindeki kod numaralarının önüne istemiş olduğunuz hortum modelinin cinsini belirtiniz.*

Anesthesia Circuit with one water trap, 100 cm. extra limb & Rebreathingbag

Anestezi Devresi Tek su tutuculu, 100 cm. ara uzatmalı ve Balonlu



Adult | Yetişkin

MN 102-11	1.00 m.
MN 102-12	1.20 m.
MN 102-13	1.50 m.
MN 102-14	1.80 m.
MN 102-15	2.10 m.

Pediatric | Pediatrik

MN 103-11	1.00 m.
MN 103-12	1.20 m.
MN 103-13	1.50 m.
MN 103-14	1.80 m.
MN 103-15	2.10 m.

2 pcs. tubing, One water trap, Elbow connector with luer lock port, Wye connector with port, 100 cm extra limb and Rebreathingbag

2 adet hortum, 1 adet su tutucu, luer lock portlu Elbow Konnektör, portlu Y Konnektör , 100 cm ara uzatmalı ve balonlu

MORTON