


*All type of circuits (Silicone, Hytrel, Extendible, PE Corrugated, Metallocene, PVC Smoothbore) have same properties with MN 100 series.
Please select your required size from MN 100 series and inform us name of tube material.*

*Bütün devreler (Silikon, Hytrel, Uzayabilen, PE Corrugated, Metallocene, PVC Smoothbore) MN 100 serisi ile aynı özelliklere sahiptir.
Lütfen siparişlerinizde MN 100 serisindeki kod numaralarının önüne istemiş olduğunuz hortum modelinin cinsini belirtiniz.*

Anesthesia Circuit with two water trap,100 cm. extra limb, Rebreathingbag & Filter

Anestezi Devresi Çift Su Tutuculu 100 cm. ara uzatmalı,Balonlu ve Filtreli



Adult | Yetişkin

MN 104-16	1.00 m.
MN 104-17	1.20 m.
MN 104-18	1.50 m.
MN 104-19	1.80 m.
MN 104-20	2.10 m.

Pediatric | Pediatrik

MN 105-16	1.00 m.
MN 105-17	1.20 m.
MN 105-18	1.50 m.
MN 105-19	1.80 m.
MN 105-20	2.10 m.

**2 pcs.tubing, Two water trap,
Elbow connector with luer lock port, Wye connector with
port, 100 cm. extra limb and Rebreathingbag and Filter**

2 adet hortum, 2 adet
su tutucu, luer lock portlu Elbow Konektör, portlu Y Konektör,
100 cm. ara uzatmalı , balon ve bakteri filtresi

MORTON