

**MN 902** | **Microscope Drape Large**  
Mikroskop Kılıfı Büyük Boy

**MN 903** | **Microscope Drape Small**  
Mikroskop Kılıfı Küçük Boy



CODE	SIZE
MN 902	MICROSCOPE DRAPE LARGE
MN 903	MICROSCOPE DRAPE SMALL



#### TECHNICAL PROPERTIES

- Single use.Sterile.
- Transparent polycarbonate observation glass.
- Antistatic.Polyethylene.
- Protective cover for microscopes during operations.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tek kullanımlık. Sterildir.
- Şeffaf gözlem camı vardır.
- Antistatik ve Polietilen malzemeden üretilmiştir.
- Mikroskopların operasyon süresince steril kalmasını sağlayan bir kılıftır.

