

MN 910 Disposable Spirometry Filter
Tek Kullanımlık Spirometre Filtresi

MN 910



MN 910 - 01



MN 910-02



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tek kullanımlıktır.
Bakteriyal ve Viral olarak etkilidir.
Beyaz yüksek özellikli güçlü yapıya sahiptir.
Elektrostatik Filtre.
99.9999% Bakteriyal Etkinlik.
99.9999% Viral Etkinlik.
Resistance 0.7 cmH ₂ O/L/s @ 720L/min
Aralık 75 mls
Latex içermez.

TECHNICAL PROPERTIES

Single patient use.
Bacterial Viral Performance.
White high impact styrene.
Electrostatic Filter.
99.9999% Bacterial Efficiency.
99.9999% Viral Efficiency.
Resistance 0.7 cmH ₂ O/L/s @ 720L/min
Deadspace 75 mls
No latex

CODE	SIZE
MN 910	DISPOSABLE SPIROMETRY FILTER TEK KULLANIMLIK SPIROMETRE FİLTRESİ
MN 910-01	DISPOSABLE SPIROMETRY FILTER SET WITH MOUTH NOZZLE TEK KULLANIMLIK SPIROMETRE FİLTRESİ ve AĞIZLIĞI
MN 910-02	DISPOSABLE SPIROMETRY FILTER WITH MOUTH NOZZLE KENDİNDEN AĞIZLIKLI TEK KULLANIMLIK SPIROMETRE FİLTRESİ